

北斗電工 HA-501G 型ポテンショ・ガルバノスタット 簡易マニュアル

奈良女子大学理学部化学科棚瀬研究室

2002.10.14 Eri Goto

装置概要

- ・ 北斗電工製 HA-501 型
- ・ DOS/V PC (OS: Windows 98)

測定可能項目

- ・ LSV リニアスイープボルタンメトリ測定
- ・ CV サイクリックボルタンメトリ測定
- ・ REST 自然電位測定

特徴

- ・ ポータブル型なので、実験台の近くに移動して測定することが可能。
- ・ 測定可能項目が少ないため多岐にわたる測定は不可能であるが、機能が単純で測定が容易。
- ・ サンプリングの都合上、高速測定が不可能。
- ・ 測定データのファイル変換が可能 (.csv .txt)
- ・ 測定データは、北斗電工 HZ-3000 解析ソフトにより解析可能。

参考文献

- ・ 北斗電工電気化学測定システム HZ-3000 取扱説明書 (ver. 1.4.8B 版)
- ・ 北斗電工スタンダードボルタンメトリツール HDV-100 取扱説明書
- ・ 北斗電工株式会社 電気化学測定の手引き

北斗電工製 HA-501G 型ポテンショ・ガルバナスタット

簡易マニュアル CV 測定編


奈良女子大学理学部化学科棚瀬研究室

2003.2.24 Eri Goto

CV 測定の基礎については、「北斗電工電気化学測定システム HZ-3000 簡易マニュアル CV 測定編」参照のこと。

§1. 装置の立ち上げ

- 1) PC、測定装置、どちらの電源を先に入れてもよい。測定装置の電源は 2 つある（右図、 の位置）。
- 2) デスクトップ上、「Hzwin.exe へのショートカット」をクリックし、測定ソフトを立ち上げる。



§2. 各メニューについて

2-1 Measurement Method メニュー

測定項目の選択。HA-501 型では LSV と CV、REST のみ測定可能。

- ・ Voltammetry: 以下の 2 項目について測定可能。
 - Linear Sweep Voltammetry LSV (リニアスイープボルタンメトリ) 測定。
 - Cyclic Voltammetry CV (サイクリックボルタンメトリ) 測定
- ・ Rest Measurement: REST (自然電位) 測定。
Chronometric Method は使用不可。

2-2 Utility メニュー

測定データ処理に関するメニュー。

- ・ Immediate Data Dump: 現行の測定データについて、表でデータを見ることができる。
- ・ Graph: 現行の測定データをグラフとして見ることができる。但し、バグが出ることもある。
- ・ Convert to HZ-X: .csv 形式から .txtH 形式への測定データのファイル変換メニュー（後述）。

2-3 Trend Set メニュー

現行のグラフのスケール設定。測定前に設定しておく。

（手順）Trend Set 「Axis Setting」ウィンドウの表示 設定項目について選択

Phase 1 は自然電位、Phase 2 は本測定のフェイズを示す。

それぞれについて、X, Y 軸を時間 (min)、電位 (mV)、電流 (mA)、電流密度 (mA/cm²) を選択する。

右の第 2Y 軸も表示可能なので、必要な場合は適宜指定する。

2-4 Option メニュー

測定装置やグラフ表示色の設定。ここは特別変更する必要はない。具体的には、

Option 「システム設定」ウィンドウの表示
(測定装置とインターフェースのデフォルトの設定)

システム設定 HA-501G
GPIO インターフェース CONTEC Co.

(表示色について)

色は、黒、青、緑、シアン、赤、マゼンダ、黄、白から選べる。
デフォルトの設定では、

1: 黒、2: 青、3: 緑、4: シアン、5: 赤、6: マゼンダ、まで選択してある。
実質上、グラフ背景色が白なので白は選択不可。

2-5 Help メニュー

バージョン情報。

HZ30 2002 年 7 月 15 日作成
tel 03-3716-3235
mail suzuki@hokuto-denko.co.jp

§3. CV (サイクリックボルタンメトリ) 測定


3-1 測定項目の選択

「Measurement Method」メニュー 「Voltammetry」 「Cyclic Voltammetry」
CV 測定ウィンドウが表示される。

3-2 測定パラメータの入力

Potentiostat		Rest Measurement		Setting	
Current	<input type="text"/>	time	<input type="text"/>	<input type="radio"/> VS REST	<input type="text"/>
Potential	<input type="text"/>	/sec	<input type="checkbox"/> min	<input type="radio"/> VS REF	<input type="checkbox"/> min <input type="checkbox"/> cycles
		<input type="checkbox"/> V	<input type="text"/>		
		/mV			

Trend Graph



☐ state of After measure = CLR

START

MEMO

サンプリング sec

試料面積 cm²

メモ

セーブファイル名

START END

1) Potentiostat

- Current 電流レンジを設定。「AUTO, 1 μ A, 100 μ A, 1 mA, 10 mA, 100 mA, 1A」より選択
- Potential 電圧レンジを設定。「AUTO, 100 mV, 1V, 10 V」より選択。
100 mV/s 以上は固定レンジとなる。

2) REST

- time/sec
- V/mV


測定時間の設定。min 単位にしたい場合はボックスにチェック。
 電位変動の設定。自然電位の電位変動が V/mV 以内となると、
 測定した自然電位が安定したことを検出し、計測時間が完了しなく
 ても自動的に次のフェイズに移動させる場合、チェックを入れる。
 HZ-3000 システムのデフォルトの設定値は 1 mV。

3) Setting

vs REST は自然電位に、vs REF は参照電極に電位をあわせるので、「vs REF」をチェック。
 下のような入力欄に測定パラメータを入力。

					<input type="checkbox"/> min		cycles
Ei / mV	time / sec	E1 / mV	E2 / mV	scan / mVsec ⁻¹			

- Ei スタートポイント（但し自然電位スタートは不可）設定。
- time 初期状態保持時間設定。
- E1 第 1 電位（1 つめの折り返し電位）設定。
- E2 第 2 電位（2 つめの折り返し電位）設定。
- scan 掃引速度設定。分単位にしたい場合は、ボックスをチェック。
- cycle サイクル数設定。



state of after measure = CLR にチェックを入れると、EM モードになる。

4) MEMO

- サンプリング サンプリングスピード設定。
最も速くて 1 秒に 1 回。これでも厳しいくらい。
従って、この装置は高速測定には向かないので注意。
- メモ コメントを適宜記入。
- セーブファイル名 フルパス指定。拡張子「.csv」を必ず入れる！
拡張子は大文字・小文字どちらでも OK。
- セーブ場所 a ドライブ、c ドライブ、d ドライブから選択可能。
必ず、「c:」に保存！（c:内に各自フォルダを作る等する）
但し、選んだフォルダに測定データが保存されないバグが出る時がある。
この時は、c:/ProgramFiles/Hzwin_n フォルダ内に格納されている。

3-3 セルのセット、測定試料の接続

試料、電極に関しては、「北斗電工電気化学測定システム HZ-3000 簡易マニュアル CV 測定編」参照のこと。

試料測定ケーブルを電極に接続し、セルをセットする。

- CE（赤） 対電極に接続。
- RE（緑） 参照電極に接続。
- WE（黒） WE1 は電流検出、WE2 は電圧検出のケーブル。電極面に近い方から WE2、WE1 と接続する。

3-4 測定開始

START ボタンをクリックする。ボルタモグラムが画面上にあらわれる。

途中で測定を中止する場合は、**END** をクリックする。

なお、HZ-3000 システムのように、自然電位測定をスキップする機能はないので注意。

3-5 データ処理

「Utility」メニューから選択。

- ・ Data Dump データダンプ。不要な測定点を削除することができる。
- ・ Graph 「データ処理」ウィンドウが表示される。
保存したグラフを選択して読み出し、見ることが可能。
但し CSV ファイルでないと読み込むことができない。
- ・ Convert to Hz-X 「Convert To HZ-X」ウィンドウが表示される。
保存した CSV ファイルを選択し、**変換**をクリックすると、TXT ファイルへ変換される。但し、変換されるともとの CSV ファイルは残らないので、もとのファイルが必要な場合は注意。
変換した TXT 形式の測定データは HZ-3000 で解析が可能。

現在、このパソコンにはプリンタが接続されていないので、全ての測定データはテキスト形式に変換し、HZ-3000 で解析する、あるいは表計算ソフトでグラフを書かせること！

3-6 測定の終了

測定が終了していることを確認してから、測定画面を閉じ、PC の電源及び測定装置の電源を OFF する。なお、PC の電源、ポテンシオスタットの電源どちらを先に切っても OK。